

شرکت مهندسی پزشکی

فنون طب رستاک



MeCA303i



ELECTROCARDIOGRAPH



**12 Months
Guarantee**



الکتروکاردیوگراف ۳ کاناله مدل MeCA303i
قابلیت پرینت گرفتن ۶ کانال بطور همزمان با گین 5mm/mV
دارای سیستم پیشرفته مفسر و آنالیز سریع ۱۲ لید
دارای صفحه نمایش TFT رنگی ۴.۳ اینچ
قابلیت انتخاب طریقه نمایش کانال ها
قابلیت نمایش ۱۲ کانال بطور همزمان
دارای کاربری آسان

قابلیت ذخیره اطلاعات ۱۰۰ رکورد ECG در حافظه داخلی
قابلیت ذخیره اطلاعات ۵۰۰۰ رکورد ECG در SD Card
High Pass Filter: 0.04, 0.05, 0.16, 0.1, 0.3 Hz
Low Pass Filter: 40, 100, 150 Hz
دارای سیستم (AFS) Anti-Floating System
دارای فیلتر EMG



قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق RS232 ، LAN ، SD
قابلیت ارتقای نرم افزاری دستگاه با استفاده از USB
قابلیت تشخیص پالس Pace Maker
دارای پرینتر با قابلیت استفاده از کاغذ کتابی A4
مقاوم در برابر الکتروشوک

قابلیت کارکرد با باتری با ۱۰۰ رکورد (۳ ساعت حالت Standby)
دارای نرم افزار Mecalyzer جهت پردازش سیگنال ECG
قابلیت ثبت مشخصات بیمار (جنسیت ، قد ، وزن ، داروها ، نام پزشک)
دارای فیلتر قوی جهت حذف پارازیت برق شهر
امپدانس ورودی ≤ 10 اهم
 $100 \text{ db} \leq \text{CMRR}$



ساخت کمپانی Medigate کره جنوبی