

شرکت مهندسی پزشکی

فنون طب رستاک



MeCA406i



ELECTROCARDIOGRAPH



**12 Months
Guarantee**



الکتروکاردیوگراف ۶ کاناله مدل MeCA406i
قابلیت پرینت گرفتن ۱۲ کانال بطور همزمان با گین 5mm/mV
دارای سیستم پیشرفته مفسر و آنالیز سریع ۱۲ لید
دارای صفحه نمایش TFT رنگی ۴.۳ اینچ
قابلیت انتخاب طریقه نمایش کانال ها
قابلیت نمایش ۱۲ کانال بطور همزمان
دارای کاربری آسان

قابلیت ذخیره اطلاعات ۱۰۰ رکورد ECG در حافظه داخلی
قابلیت ذخیره اطلاعات ۵۰۰۰ رکورد ECG در SD Card
High Pass Filter: 0.04, 0.05, 0.16, 0.1, 0.3 Hz
Low Pass Filter: 40, 100, 150 Hz
دارای سیستم (AFS Anti-Floating System)
دارای فیلتر EMG



قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق RS232 ، LAN ، SD
قابلیت ارتقای نرم افزاری دستگاه با استفاده از USB
قابلیت تشخیص پالس Pace Maker
دارای پرینتر با قابلیت استفاده از کاغذ رولی و کتابی
دارای سیستم نمایش لید قطع شده
مقاوم در برابر الکتروشوک

قابلیت کارکرد با باتری با ۱۰۰ رکورد (۳ ساعت حالت Standby)
دارای نرم افزار Mecalzyzer جهت پردازش سیگنال ECG
قابلیت ثبت مشخصات بیمار (جنسیت ، قد ، وزن ، داروها ، نام پزشک)
دارای فیلتر قوی جهت حذف پارازیت برق شهر
امپدانس ورودی ≤ 10 اهم
 $CMRR \leq 100$ db



ساخت ایران

تحت لیسانس کمپانی Medigate کره جنوبی
دارای پروانه ساخت از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی